

MANIQUES KERI™ PARA CUIDADO DEL PACIENTE

En comparación con otros maniqués similares, este dispone de la mejor y más real amplitud de movimientos permitiendo procedimientos realistas de traslado de pacientes.

Habilidades


- Posicionamiento y Técnicas de traslado de pacientes
- Baños en cama, Cuidado del cabello: lavado y cepillado, Cambio de ropa, Higiene oral, Irrigación del ojo
- Lavado oral y nasal, alimentación por sonda y aspiración
- Sondaje vesical femenino y masculino (sin circuncisión)
- Cuidado de ileostomía y colostomía: lavado y aspiración
- Colocación de sondas nasogástricas
- Examen de próstata (etapa B) en el hombre
- Inspección visual de:
 - Úlcera por decúbito (Etapa I)
 - Pupila dilatada en comparación con normal
 - Comparación lunar cancerígeno con normal
 - Pliegues de piel enrojecidos
- Papa Nicolau y lavado vaginal
- Inyección intramuscular en brazos, muslo y glúteo
- Prácticas de inyecciones intravenosas en brazo (opcional)
- Toma de presión arterial (opcional)
- Vendaje y lavado de heridas
- Técnicas de extracción e inserción de audífonos
- Vendaje de dedos de mano y pie. Dedos flexibles
- Cuidados de traqueostomía: lavado y aspiración
- Extracción de dentaduras
- Administración de enemas

Especificaciones

- La apariencia del maniqué es la de una mujer, sin embargo, cambiando la peluca e insertando los órganos genitales masculinos simula un hombre, para realizar sondajes masculinos y exámenes de próstata
- Cumple todos los requisitos OBRA
- Opcionalmente permite acoplar un Brazo derecho para IV e inyecciones intramusculares Ref. P325. 7
- Opcionalmente permite acoplar un Brazo izquierdo para toma de tensión arterial Ref. P326. Baño

Versiones:

Ref.	DESCRIPCIÓN
P400	Maniqué Keri™ Completo Incluye todas las características mostradas excepto el Brazo IV y el Brazo para toma de TA
P402	Maniqué Keri™ Avanzado Incluye todas las características del maniqué Completo incluyendo además el Brazo IV y el Brazo para toma de TA
P401	Maniqué Keri™ Básico Incluye todas las características regulares del maniqué Keri™ Completo exceptuando los reservorios internos para tener un maniqué económico manteniendo altas prestaciones. El sondaje vesical no se puede realizar



Accesorios:

Ref.	DESCRIPCIÓN
P325	Brazo derecho para IV
P326	Brazo izquierdo para toma de tensión arterial
A2101	Amplificador para estudio en grupo
P327	Maleta para maniqué Keri

PIE ULCERADO PARA GERI™ Y KERI™

Ref.: P328

Este pie opcional de úlcera por presión incrementará las posibilidades de entrenamiento en el área de cuidado y limpieza de úlceras en varios estados.

Acoplable fácilmente a los maniqués GERI™ y KERI™ contiene todos los estados de gravedad de las 4 etapas.

